

## RPMI-1640 培养基

### 产品信息

---

货号 ABK0002C

规格 500 mL

#### 组分信息

无机盐	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> •4H <sub>2</sub> O	100 mg/L
	MgSO <sub>4</sub> (无水)	48.84 mg/L
	KCl	400 mg/L
	NaHCO <sub>3</sub>	2000mg/L
	NaCl	6000mg/L
	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> (无水)	800mg/L

氨基酸	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-
	甘氨酸	10 mg/L
	L-精氨酸盐酸盐	241.86 mg/L
	L-天门冬酰胺一水合物	56.82 mg/L
	L-天门冬氨酸	20mg/L
	L-胱氨酸二盐酸盐	65.2 mg/L
	L-谷氨酸	20mg/L
	L-谷氨酰胺	300mg/L
	L-组氨酸盐酸盐一水合物	20.22 mg/L
	L-羟脯氨酸	20 mg/L
	L-异亮氨酸	50mg/L
	L-亮氨酸	50mg/L
	L-赖氨酸盐酸盐	40 mg/L

L-蛋氨酸	15mg/L
L-苯丙氨酸	15 mg/L
L-脯氨酸	20 mg/L
L-丝氨酸	30 mg/L
L-苏氨酸	20 mg/L
L-色氨酸	5 mg/L
L-酪氨酸二钠盐二水合物	28.83 mg/L
L-缬氨酸	20 mg/L

### 维生素

生物素	0.2mg/L
氯化胆碱	3mg/L
泛酸钙	0.25mg/L
叶酸	1 mg/L
尼克酰胺	1 mg/L
氨基苯甲酸	1 mg/L
盐酸吡哆醇	1mg/L
核黄素	0.2 mg/L
盐酸硫胺素	1 mg/L
维生素 B12	0.005 mg/L
内消旋肌醇	35 mg/L

### 其他成分

D-葡萄糖	2000 mg/L
还原型谷胱甘肽	1mg/L
HEPES	-
酚红	5mg/L