

DMEM 高糖(丙酮酸钠)

产品信息

货号 ABK0003C

规格 500 mL

组分信息

无机盐	CaCl ₂ (无水)	200 mg/L
	Fe(NO ₃) ₃ •9H ₂ O	0.1 mg/L
	MgSO ₄ (无水)	97.67 mg/L
	KCl	400 mg/L
	NaHCO ₃	3700mg/L
	NaCl	6400mg/L
	Na ₂ HPO ₄ (无水)	109mg/L

氨基酸	L-丙氨酸-L-谷氨酰胺	—
	甘氨酸	30 mg/L
	L-精氨酸盐酸盐	84 mg/L
	L-胱氨酸二盐酸盐	62.6 mg/L
	L-谷氨酰胺	584mg/L
	L-组氨酸盐酸盐一水合物	42 mg/L
	L-异亮氨酸	105mg/L
	L-亮氨酸	105mg/L
	L-赖氨酸盐酸盐	146 mg/L

L-蛋氨酸	30mg/L
L-苯丙氨酸	66 mg/L
L-丝氨酸	42 mg/L
L-苏氨酸	95 mg/L
L-色氨酸	16 mg/L
L-酪氨酸二钠盐二水合物	103.79 mg/L
L-缬氨酸	94 mg/L

维生素

氯化胆碱	4 mg/L
D-泛酸钙	4 mg/L
叶酸	4 mg/L
尼克酰胺	4 mg/L
盐酸吡哆醇	4mg/L
核黄素	0.4 mg/L
盐酸硫胺素	4 mg/L
内消旋肌醇	7.2 mg/L

其他成分

D-葡萄糖	4500 mg/L
丙酮酸钠	110mg/L
HEPES	—
酚红	15mg/L