

PBST 缓冲液 (10X, PH 7.4)

产品信息

货号 ABK0018W/ ABK0018LW

规格 500 mL/5L

储存条件 室温或 4°C, 保存一年

产品简介

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBST 是由氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等组成, 含 0.05% Tween20, 不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , pH 值为 7.4 多用作 ELISA 清洗液以及 Western Blot 实验中 PVDF 膜或 NC 膜的洗脱。

实验步骤

- 1.根据实验具体要求, 用去离子水或蒸馏水稀释至 1x 后使用。
- 2.清洗膜时每次 5-10min, 重复 2-3 次

注意事项

- 1.如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 3.为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。